



## Plum Eye Wash - информация о продукции

### Описание

Флаконы Eye Wash содержат 0,9% раствор хлорида натрия, с уровнем содержания соли, соответствующим естественной среде глаза. Изотонический раствор является средством первой помощи при несчастных случаях. Флакон снабжен эргономичной насадкой, которая позволяет правильно и щадяще промыть глаз. Слегка нажмите на флакон во время промывания. Флаконы DUO снабжены специальной насадкой, позволяющей промыть оба глаза одновременно. Флаконы Eye Wash являются изделиями медицинского назначения, согласно директиве ЕС 92/42/ЕЕС. Паспорт безопасности доступен.



### Область применения

Plum Eye Wash используется для вымывания из глаз инородных тел (таких как пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и т.д.) а также химикалий, таких как масла и растворители. Цель незамедлительного промывания - предотвратить внедрение в глаз инородных тел, избежав тем самым серьезных повреждений. В случае повреждений химикалиями - мы рекомендуем воспользоваться стерильным раствором pH Neutral содержащим 4.9% буферный раствор фосфатных солей (спецификации продукта доступны) для нейтрализации. После использования pH Neutral мы рекомендуем продолжить промывание раствором Plum Eye Wash 0.9% хлорида натрия до обращения к врачу. Внимание! обращение к врачу обязательно в любом случае!



## План первой помощи

ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ	НАЧАЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ	ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРОМЫВАНИЕ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
<b>Инородные тела</b> (такие как пыль, грязь, металлическая и древесная стружка и т.д.)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать вплоть до удаления инородного тела.
<b>Кислоты</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать 2 минуты жидкостью pH Neutral до опорожнения флакона; продолжить промывание жидкостью Plum Eye Wash до обращения к врачу.
<b>Щелочи</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать 2 минуты жидкостью pH Neutral до опорожнения флакона; продолжить промывание жидкостью Plum Eye Wash до обращения к врачу.
<b>Другие вещества</b> (например растворители и масла)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Промывать до исчезновения дискомфорта или до обращения к врачу.
<b>Поражения кожи</b> (кислотами, щелочами и др. химикатами)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Промывать 2 минуты жидкостью pH Neutral до опорожнения флакона; продолжить промывание жидкостью Plum Eye Wash до обращения к врачу.

Наш план первой помощи покажет вам, какую жидкость следует использовать при различных видах травм.

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: [www.tisys.ru](http://www.tisys.ru) [www.tisys.kz](http://www.tisys.kz) [www.tisys.by](http://www.tisys.by) [www.tesec.ru](http://www.tesec.ru) [www.ти-системс.рф](http://www.ти-системс.рф)

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007154, 55, 65 Эл. почта: [info@tisys.ru](mailto:info@tisys.ru)

# Plum Eye Wash - информация о продукции



## Преимущества

- Высокая функциональная надежность - флаконы изготовлены в соответствии с DIN EN 15154-4
- Решения, подходящие для различных ситуаций - флаконы разных размеров для мобильного использования и станции для монтирования на стене вблизи рабочего места
- Широкая область применения (т.к. производство, лаборатории, наборы первой помощи, мобильное использование в автомобилях, карманах и т.д)
- Прост в обращении: пострадавший может воспользоваться изделием без посторонней помощи
- Большой срок годности - 3 года для запечатанных флаконов
- Не требует обслуживания или замены жидкости (в отличие от воды)

## Как воспользоваться флаконом:



Извлеките флакон из контейнера



Поверните колпачок до нарушения герметичности флакона



Запрокиньте голову и начните промывание



Или наклоните голову вперед во избежание намочания одежды

## Инструкция по применению

Продукт предназначен исключительно для одноразового использования. Не использовать после даты, указанной на флаконе. Пломбировка флакона должна быть неповреждена для обеспечения безопасного промывания. После вскрытия пломбировки возникает риск инфекции при повторном использовании!

## Размеры флаконов

Содержание	200 мл	500 мл	1000 мл	500 мл Duo	1000 мл Duo
Артикул	4691	4604	4707	4861	4800
Время промывания	около 2 мин.	около 5 мин.	около 10 мин.	около 2 мин. для каждого глаза	около 5 мин. для каждого глаза
Размеры	B165 X ø55 мм	B220 X ø75 мм	B270 X ø85 мм	B220 X ø75 мм	B270 X ø85 мм