

# Жидкость для промывания глаз Оказание первой помощи при травматическом поражении глаз




- **pH Нейтрал**

4,9% стерильный фосфатный раствор для быстрой и эффективной нейтрализации при попадании кислот и щелочей. Документально подтвержденная безопасность и эффективность. Раствор нейтрализует кислоты и щелочи меньше, чем за 10 сек. Быстро и мягко нормализует жидкую среду глаза до нормального уровня pH 7,4

- **Plum Ай Восс**

0,9% стерильный раствор хлорида натрия, соответствующий по составу естественной среде глаза. Применяется при попадании металлической или древесной стружки, пыли, грязи, а также после использования раствора pH Нейтрал.

- Колпачок эргономичной формы идеально прилегает к глазу и позволяет щадяще и эффективно промыть глаз в любой позиции.
- Насадка DUO, позволяющая промыть оба глаза одновременно
- В чрезвычайных ситуациях легко подготовить продукт к применению и начать промывание
- Препарат стерилен и гигиеничен. Если упаковка не вскрыта, то препарат храниться в течении 3 лет.
- Возможность подобрать оптимальное решение для каждого рабочего места:
  - Стационарные комплекты для крепления на стене в легкодоступном месте
  - Стационарные пылезащитные комплекты для мест с высокой степенью загрязнения
  - Флаконы для аптечки первой помощи, ношения в поясной сумке и т.д.
- Рекомендуемая температура хранения 5-35° С. Для особо холодных условий рекомендуется шкафчик с обогревательным элементом.
- Жидкость для промывания глаз Plum зарегистрирована в РФ как продукция медицинского назначения № ФСЗ 2011/10221



plum