

Первая помощь для учреждений, офисов, индустрии, пищевых производств и здравоохранения

Сделайте доступ к первой помощи легким, быстрым и эффективным. Ассортимент продукции Plum для оказания первой помощи подходит для любых ситуаций и потребностей. Создайте атмосферу надежности на рабочем месте с подходящими средствами первой помощи.

Средства первой помощи



QuickFix Эластичный

- Эластичные и дышащие пластыри
- Гигиенично упакованные пластыри
- Легко пополнять и монтировать

Состав	Артикул	Размеры
Диспенсер с 90 Эластичными пластырями	5502	Ш: 23 см X В: 13,5 см



QuickFix Детектируемый

- Голубые, легкоотслеживаемые пластыри
- Гигиенично упакованные дышащие пластыри
- Легко пополнять и монтировать

Состав	Артикул	Размеры
Диспенсер с 90 Детектируемыми пластырями	5503	Ш: 23 см X В: 13,5 см



Quick Fix&Rinse

- Быстрый доступ к первой помощи
- Гигиенично: индивидуально запакованные пластыри/жидкость для промывания глаз в ампулах
- Легко пополнять и монтировать

Состав	Артикул	Размеры
Диспенсер с 45 пластырями & 5 ампулами с жидкостью для промывания глаз	4631	Ш: 23 см X В: 13,5 см



Комплект Plum Eye Wash с 2 флаконами

- Пыленепроницаемый настенный контейнер с жидкостью для промывания глаз от инородных тел, грязи и пыли
- Предназначен для участков с высокой запыленностью и для мобильных рабочих мест
- С пиктограммой и зеркалом

Состав	Артикул	Размеры
Контейнер из пенополистирола с 2 X 500 мл Plum Eye Wash	4650	В: 27 см x Ш: 22,5 см x Г: 11 см
	4653 с нагревательным элементом	



Комплект Plum с pH Neutral и Plum Eye Wash

- Пыленепроницаемый настенный контейнер с жидкостью для промывания глаз от инородных тел, грязи и пыли а так же для нейтрализации кислот и щелочей
- Предназначен для участков, где существует риск несчастных случаев с кислотами и щелочами
- С пиктограммой и зеркалом

Состав	Артикул	Размеры
Контейнер из пенополистирола с 200 мл pH Neutral и 500 мл Plum Eye Wash	4787	В: 27 см x Ш: 22,5 см x Г: 11 см



Комбинированный комплект Plum DUO

- Пыленепроницаемый настенный контейнер с жидкостью для промывания глаз от инородных тел, грязи и пыли а так же для нейтрализации кислот и щелочей
- Предназначен для участков, где есть риск попадания кислот и щелочей в оба глаза
- С пиктограммой и зеркалом

Состав	Артикул	Размеры
Контейнер из пенополистирола с 500 мл pH Neutral DUO и 1000 мл Plum DUO Eye Wash	4810	В: 27 см х Ш: 22,5 см х Г: 11 см



QuickSafe Базовый

- Комплект первой помощи, флаконы для промывания глаз и пластыри. Верхний уровень вы можете сами оснастить средствами, отвечающими потребностям вашей компании.
- Первая помощь, собранная в одном месте для любой ситуации
- Легко пополнять и монтировать

Состав	Артикул	Размеры
2 X 500 мл Plum Eye Wash, 1 X 200 мл pH Neutral, 5 X 20 мл QuickRinse, 45 QuickFix Эластичный	5174	В: 43 см х Ш: 25,3 см х Г: 9,2 см

Сменные кассеты



QuickFix Эластичный

- Эластичные и дышащие пластыри
- Индивидуально упакованные

Состав	Артикул	Упаковка
45 Эластичных пластырей	5512	6 x 45 шт.



QuickFix Детектируемый

- Легкоотслеживаемые и дышащие пластыри
- Индивидуально упакованные

Состав	Артикул	Упаковка
45 Детектируемых пластырей	5513	6 x 45 шт.



Сменная кассета QuickRinse Ампулы с жидкостью для промывания глаз

- Удобные и гигиеничные ампулы
- Быстрая первая помощь при попадании в глаза инородных тел, пыли и грязи

Состав	Артикул	Упаковка
5 ампул x 20 мл (0,9% стерильного хлорида натрия)	5160	1 x 5 шт.



500 мл Plum Eye Wash

Время промывания: 5 мин

- Жидкость для промывания глаз от инородных тел, пыли и грязи
- Могут использоваться для пополнения комплектов или отдельно

Состав	Артикул	Упаковка
500 мл жидкости для промывания глаз (0,9% стерильного хлорида натрия)	4604	12 x 500 мл.



200 мл pH Neutral

Время промывания: 2 мин

- Нейтрализует кислоты и щелочи при несчастных случаях с глазами
- Для поясных сумок, наборов с инструментами и т.п.; для пополнения комплектов

Состав	Артикул	Упаковка
200 мл жидкости для промывания глаз (4,9% стерильный фосфатный буфер)	4752	10 x 200 мл.



500 мл pH Neutral DUO

Время промывания: 2 мин

- Нейтрализует кислоты и щелочи при несчастных случаях с обоими глазами
- Могут использоваться для пополнения комплектов и отдельно

Состав	Артикул	Упаковка
500 мл жидкости для промывания глаз (4,9% стерильный фосфатный буфер)	4801	6 x 500 мл.



1л Plum Eye Wash DUO

Время промывания: 5 мин

- Для промывания обоих глаз от инородных тел, пыли и грязи
- Могут использоваться для пополнения комплектов и отдельно

Состав	Артикул	Упаковка
1000 мл жидкости для промывания глаз (0,9% стерильного хлорида натрия)	4800	6 x 1000 мл.